



biopreparados.es

Directory of agroecological bio-preparations

To be self-sufficient in bio-inputs.

DATE
22/10/2026

Extracto acuoso de semilla de neem

Biopreparation type: Biostimulants • Preparation method: Maceration

INGREDIENTS

De 25 a 50 g de almendras de semillas de neem secas (sin cáscara) por litro de agua. Agua sin cloro.

PREPARATION PROCESS

1) Seca bien las semillas a la sombra y quítales la cáscara. 2) Muele las almendras finamente justo antes de usarlas. 3) Pon el polvo en una tela fina, átala y sumérgela en el agua. 4) Deja macerar una noche (unas 12 horas) a la sombra. 5) Exprime la tela y filtra el líquido.

TOOLS AND EQUIPMENT

Mortero o molinillo. Tela fina. Cubo. Colador. Guantes.

TIPS

Guarda las semillas en un lugar seco y aireado: con humedad se enmohecen y pierden su interés. Prepara el extracto el mismo día de su uso: se degrada con la luz. Usa guantes y no lo ingieras. Dentro de la UE, este preparado casero no está autorizado como producto fitosanitario.

RESULTS DESCRIPTION

Extracto acuoso tradicional de las regiones tropicales, obtenido por maceración en frío de las almendras de neem.

PRODUCT OBTAINED

Líquido lechoso, de color amarillento, con olor fuerte característico.

SOURCE / REFERENCE

FAO: «Traditional procedures of storage protection», §4.4 (extracto acuoso de almendras de neem, 25 a 50 g por litro), en inglés. — Receta redactada con nuestras propias palabras.